Catalogue des analyses - Laboratoire

Formule sanguine simple

FSS

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 200

Horaire de réalisation

Analyse accréditée OUI

• Hématologie cellulaire

Synonyme FS, FSS, hémogramme

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999071 **Lien**

023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement

Nature

1

· Sang capillaire

· Sang veineux

Attention: les tubes EDTA-K de 4.9 ml et 7.5 ml ne sont pas compatibles avec nos automates.

Pour les adultes, utiliser strictement les tubes **EDTA-K de 2.6 ml** (ou de

1.2 ml si la prise de sang est difficile).

Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un

microprélèvement (Pédiatrie, Néonatologie, Oncologie).

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

	1
Ouantité	1
Ullantite	

Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K

	Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24	
Téléphone	021 31 44 200	
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>	
Résultats		
Délai de rendu	< 2h	
Interprétation	Paramètres testés: Paramètres usuels de la Formule sanguin simple Erythrocytes, hématocrite plaquettes: impédance (distribution volum.) Hémoglobine: photométrie Leucocytes: cytométrie de flux par laser semiconducteur MCV, MCH, MCHC, RDW: calcul	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	Cytométrie de flux par laser semiconducteur	
Post analytique		

Conservation après examens

Prélèvement primaire 3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)

