Catalogue des analyses - Laboratoire

HTLV 1-2

Sérologie

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage HTLV 1-2
Indication diagnostique	Donneur d'organes, leucémie T, paraparésie spastique
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Virologie
Synonyme	Virus T-lymphotropique humain
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépat

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 2.6 ml EDTA-K **Contenant**



Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de gard des laboratoires LCC-LCH	le
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	
Analytique		
Prestataire Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 31 40 805	
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>	
Résultats		
Délai de rendu	1 semaine	
Méthode analytique	• ECL	
Principe de la méthode	- 101	



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires

