



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Panel resp élargi (Influenza,RSV,Paraflu,Coron,hMPV,Adeno,Rhino) PCR**

Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche en bloc des virus  
Influenza A ( saisonnier et pandémique)  
Virus respiratoire syncytial (RSV)  
Parainfluenzae 1, 2, 3, 4  
Coronavirus E229/ OC43/ NL63/ HKU1  
Metapneumovirus  
Adénovirus

#### Indication diagnostique

Ce test est d'un usage restreint. Il est réservé aux patients avec état grippal et pneumopathie sévère (soins intensifs), ainsi qu'en cas d'immunosuppression ou d'importance épidémiologique (cas index dans une institution).  
En dehors de la saison hivernale, lorsque rhinovirus circule presque exclusivement (juin-octobre) , le test pour ce virus est réalisé d'abord, puis le panel respiratoire.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

#### Synonyme

Panel resp élargi (Influenza,RSV,Paraflu,Coron,hMPV,Adeno,Rhino)

#### Prescription

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

743200

#### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml  
NULL

### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Oui

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux  
analyses de biologie moléculaire

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de  
demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

**Tarif****Tarif (CHF)**

310.5

**Condition(s) spéciale(s)**

Pas possible de donner un prix Le tarif varie fortement en fonction des analyses réalisées