Catalogue des analyses - Laboratoire

Monomères de fibrine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Permet le diagnostic de la CIVD
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	CIVD, FM,

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	4h
Réfrigéré	12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot
Conservation	Aliquots à -20°C
Conditions d'acheminement	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Monomère de fibrine : négatif ou positif Prestations simultanées: TP;PTT, TT, FI Généralement associés aux D-dimères.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Agglutination

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois

Tarif

Tarif (CHF)	28.8