Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine D (25-OH)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Limitation selon la LA dès le 1.7.2022 1. Facturable une seule fois en cas de détermination séparée des deux formes de 25-hydroxy-vitamine D (25-OH-D3 et 25-OH-D2) 2. Uniquement chez les patients: - souffrant ou suspectés de souffrir d'une des pathologies suivantes: ☒ ostéomalacie, rachitisme ☒ ostéopénie ☒ ostéoporose ☒ fracture non traumatique ☒ après une chute de cause peu claire chez les patients ≥ 65 ans ☒ risque anamnestique accru de fracture les patients ≥ 65 ans - avec des pathologies suivantes affectant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption: ☒ maladies rénales, y inclus l'urolithiase, ☒ troubles de l'hormone parathyroidienne, de la calcémie et/ou de la phosphatémie ☒ maladies gastro-intestinales ☒ syndromes de malabsorption ☒ maladies hépatiques - prenant des médicaments influençant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption. 3. En cas de suivi du taux de vitamine D dans le cadre d'un des cas listés sous le point 2, l'analyse peut être facturée au maximum une fois tous les 3 mois.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Vitamine D2 (25-OH), vitamine D3 (25-OH), 25-hydroxy vitamine D2, 25-hydroxy-vitamine D3, 25-OH-vitamine D2, 25-OH-vitamine D3, calcidiol, calcifediol

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter sérum (vol idéal y.c sérothèque > 1 ml)

Conservation

Conserver le sérum à 4°C
si > 48 h conserver à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sérum à température ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur	LIAISON XL / DiaSorin

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois

Tarif

Tarif (CHF)	38.2
Condition(s) spéciale(s)	Voir limitation d'indication clinique pour le remboursement par la LAMal. Merci d'en informer le patient en cas de non remboursement.