Catalogue des analyses - Laboratoire

Aspergillus antigène LBA

Sérodiagnostic

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Si suspicion infection invasive à Aspergillus, les antigènes galactomannane de la paroi du champignon peuvent être recherchés dans le LBA
Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 10 jours post prélèvement. Hors de ce délai veuillez contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Sérologie microbienne
Synonyme	Aspergillome aspergillose champignons filamenteux fungus-ball galactomannane

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 913346 **Lien** 060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube conique polypropylène stérile 15 ml
Volume minimum	2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube conique polypropylène stérile 15 ml
Volume minimum	2 ml

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume minimum 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Acheminement dans les 12h (jours ouvrables) post prélèvement : T° ambiante Acheminement au-delà de 12h (jours ouvrables) post prélèvement : congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- EIA

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Echantillon aliquoté : 10 jours post-réception au laboratoire
Aliquote congelé	3 ans

Tarif

Tarif (CHF)	26.1
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus