Catalogue des analyses - Laboratoire

# Plaquettes sur TromboExact

FSS

# Informations générales

## Examen

| | |
|---|---|
| **But de l'analyse** | Numération des plaquettes en présence d'une agglutination ou d'un satellitisme vérifié au microscope. |
| **Renseignement téléphonique** | 021 31 44 200 |
| **Horaire de réalisation** | 24h/24 |
| **Analyse accréditée** | OUI |
| **Spécialité** | • Hématologie cellulaire |
| **Synonyme** | Amas plaquettaires |

## Prescription

| | |
|---|---|
| **Formulaire de demande** | **Numéro de commande**<br>999071<br>**Lien**<br>023 - Hématologie hémostatse |

# Pré analytique

## Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

## Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.7 ml ThromboExact



Disponible au laboratoire d'hématologie 44200

**Contenant(s) autre(s)**

Il est nécessaire de prélever également un tube 2.6 ml EDTA-K.

## Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.7 ml ThromboExact



Disponible au laboratoire d'hématologie 44200

**Contenant(s) autre(s)**

Il est nécessaire de prélever également un tube Tube 1.2 ml EDTA-K

## Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

24h

## Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

| | |
|---|---|
| **Site web** | Réception des laboratoires 24/24 |

# Analytique

## Prestataire

| | |
|---|---|
| **Prestataire** | Hématologie générale 24/7 |
| **Site** | BH18-100 |
| **Adresse** | Rue Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| **Tube pneumatique** | 439 |
| **Horaire d'ouverture du laboratoire** | 24h/24 |
| **Téléphone** | 021 31 44 200 |
| **Site web** | Hématologie générale 24/7 |

## Résultats

| | |
|---|---|
| **Délai de rendu** | < 2h |
| **Interprétation** | Paramètres testés:<br>Tube EDTA : paramètres usuels de la formule sanguine simple<br>Tube ThromboExact : plaquettes |

## Méthode analytique

| | |
|---|---|
| **Principe de la méthode** | • Cytométrie de flux par laser semiconducteur |

# Post analytique

## Conservation après examens

| | |
|---|---|
| **Prélèvement primaire** | 3 jours à température ambiante |

## Tarif

| | |
|---|---|
| **Tarif (CHF)** | 8.1 |
| **Condition(s) spéciale(s)** | La facturation minimale est celle de la formule sanguine simple. |