



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-GAD

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

NON

Analyse sous-traitée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

Volume minimum

Serum/plasma : 500 ul

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur le serum/plasma : le même tube suffit.

Si cumul de recherche d'anticorps (anti-IA2 et/ou anti-GAD) : 250ul de nécessaire pour chaque anticorps.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Volume minimum

1 tube bien rempli

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si cumul de recherche d'anticorps (anti-IA2 et/ou anti-insuline) : augmenter le nombre de tubes ou le volume par tube.

250ul de plasma/serum est nécessaire pour chaque anticorps.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Méthode analytique	
Technique	ELISA (IgG) Euroimmun

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	46.8