



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hormone anti-Müllérienne (AMH)

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Attention ! Analyse non prise en charge par l'assurance obligatoire des soins. Par sa prescription, le médecin atteste que le/la patient(e) en a été informé(e) et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.
Ajout d'analyse	Oui
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x/semaine (si demande en urgence, contacter le laboratoire)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique
Synonyme	Hormone de régression müllerienne, MIS (Müllerian inhibiting substance)
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Selon la version du bon, cocher l'analyse ou inscrire manuellement "AMH".

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Matériel néonatalogie

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Par transporteur : à T°
ambiante
Par poste : à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	61
Condition(s) spéciale(s)	Cette analyse ne fait pas partie de la liste des analyses (LA) prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS)