Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxystérol

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence d'exécution 2x/mois

Fréquence et/ou horaire d'exécution Du lundi au vendredi

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

Lien

KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel

Recommandations Cocher: Oxysterole dans Lysosomaler Stoffwechsel (page 2)

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Contenant(s) autre(s)

Monovette de sérum 2.6 ml

Monovette EDTA 2.6 ml

2

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

