

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Agrégations plaquettaires

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Analyse de la capacité d'agréger des plaquettes après activation par divers agonistes
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 206
<b>Rendez-vous téléphonique nécessaire</b>	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117 Pour prélever tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec l'hématologue
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hémostase</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Fonctions plaquettaires
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostase</a>
<b>Autre formulaire de demande</b>	<b>Lien</b> <a href="#">LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Tubes disponibles aussi au laboratoire

### Matériel standard

#### Quantité

6

#### Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

6

#### Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

2h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

## Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

### Téléphone

021 31 44 206

### Astreinte

Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

#### Délai de rendu

< 1 semaine

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Thrombo-agrégomètre



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

324