



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **RUNX1-RUNX1T1**

Equivalent moléculaire translocation t(8;21)Ancien AML1-ETO

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Le RUNX1-RUNX1T1, (Anciennement AML1-ETO) correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique t(8;21) qui est recherché dans les LMA.  
L'analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 209

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Oncohématologie

#### Synonyme

Translocations chromosomiques, T (8;21), RUNX1RUNX1T1

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

##### Info

Disponible au laboratoire

##### Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

**Contenant(s) autre(s)**

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

**Volume minimum**

Sang: 20 ml  
Moelle: 2 à 3 ml

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

Idem adulte

**Stabilité maximale avant analyse**

**Ambiant**

24h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conditions d'acheminement**

Envoi express - Température ambiante

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant  
12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Téléphone**

021 31 44 209

**Site web**[Hématologie moléculaire](#)**Résultats****Délai de rendu**

1-2 semaines

**Interprétation**Présent ou absent  
en % de la valeur du prélèvement précédent**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- RQ-PCR

## Post analytique

**Conservation après examens****Aliquote congelé**

ARN: 5 ans

**Tarif****Tarif (CHF)**

314.1