Catalogue des analyses - Laboratoire

BCL1-JH

BCL1-JH - Lymphome du manteau, t(11;14)



Informations générales

Examen

| But de l'analyse | Le BCL1 correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique t(11;14) qui peut être présente dans les lymphomes de la zone du manteau (mantle cell lymphoma) L'analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard. Elle est qualitative |
|----------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 209 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | Oncohématologie |
| Synonyme | Lymphome du manteau, MCL, translocations chromosomiques, t(11;14) |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale |
| Renseignements à fournir | Motivation/renseignements cliniques sont essentiels |
| Recommandations | Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209 |



Pré analytique

Prélèvement

· Moelle osseuse **Nature**

Sang veineux

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent Instruction(s) particulière(s)

être analysés.

Matériel standard

Contenant

3 **Quantité**

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans 1 Contenant(s) autre(s)

Sang: 20 ml **Volume minimum** Moelle: 2 à 3 ml

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biolo Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Matériel pédiatrique

Idem adulte Quantité

Stabilité maximale avant envoi

24h **Ambiant**

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Envoi express - Température ambiante **Conditions d'acheminement**

Acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant **Conditions d'acheminement**

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements



| Site | BH18-100 |
|-------------------------------------|--|
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |
| Analytique Prestataire | |
| Prestataire | Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Téléphone | 021 31 44 209 |
| Site web | <u>Hématologie moléculaire</u> |
| Résultats | |
| Délai de rendu | 1-2 semaines |
| Interprétation | BCL1-JH présent ou absent |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | • PCR |



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé ADN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF) 239.4

