

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# BCL1-JH

BCL1-JH - Lymphome du manteau, t(11;14)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Le BCL1 correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique t(11;14) qui peut être présente dans les lymphomes de la zone du manteau (mantle cell lymphoma)  
L'analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.  
Elle est qualitative

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 209

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Oncohématologie

#### Synonyme

Lymphome du manteau, MCL, translocations chromosomiques, t(11;14)

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande  
Lien  
[026 - Hématologie spéciale](#)  
Info  
Disponible au laboratoire

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

#### Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 906196

#### Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans un tube 7.5 ml EDTA

#### Volume minimum

Sang: 20 ml  
Moelle: 2 à 3 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie moléculaire

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire
--------------------	---

<b>Site</b>	BH18-100
-------------	----------

<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	-----------------------------------

<b>Tube pneumatique</b>	439
-------------------------	-----

<b>Téléphone</b>	021 31 44 209
------------------	---------------

<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie moléculaire</a>
-----------------	---

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1-2 semaines
-----------------------	--------------

<b>Interprétation</b>	BCL1-JH présent ou absent
-----------------------	---------------------------

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR</li></ul>
-------------------------------	---



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

ADN: 5 ans

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

239.4