



Catalogue des analyses - Laboratoire

## BCL2-JH

BCL2-JH - Lymphome folliculaire, t(14;18)



## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Le BCL2 correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique t(14;18) qui peut être présente dans les lymphomes folliculaires.  
L'analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 209

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Oncohématologie

**Synonyme**

Lymphome folliculaire , translocations chromosomiques, T(14;18)

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande****Info**

Disponible au laboratoire

**Lien**

026 - Hématologie spéciale

**Renseignements à fournir**

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

**Recommendations**

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Moelle osseuse
- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)**

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

**Matériel standard****Quantité**

3

**Contenant**

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

**Contenant(s) autre(s)**

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans un tube.

**Volume minimum**

Sang: 20 ml

Moelle: 2 à 3 ml

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie médicale.

**Matériel pédiatrique****Quantité**

Idem adulte

**Stabilité maximale avant envoi****Ambiant**

24h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes****Conditions d'acheminement**

Envoi express - Température ambiante

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires</u></a>

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Téléphone</b>	021 31 44 209
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Hématologie moléculaire</u></a>

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

**Interprétation** Présent ou absent

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR qualitative



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** ADN: 5 ans

### Tarif

**Tarif (CHF)** 239.4