



Catalogue des analyses - Laboratoire

# CBFB-MYH11

Equivalent moléculaire translocation inv (16)

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Le CBBF-MYH11 correspond à l'équivalent moléculaire de l'inversion du chromosome 16 qui est recherchée dans les LMA.  
L'analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 209

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Oncohématologie

**Synonyme** Translocations chromosomiques

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Info**  
Disponible au laboratoire  
**Lien**  
[026 - Hématologie spéciale](#)

**Renseignements à fournir** Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

**Recommandations** Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Moelle osseuse  
• Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)** En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

### Matériel standard

**Quantité** 3

**Contenant** Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

### Contenant(s) autre(s)

Tube 2.6 ml héparinate de lithium

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

### Volume minimum

Sang: 20 ml

Moelle: 2 à 3 ml

### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant  
12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

## Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

### Site

BH18-100

### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Téléphone

021 31 44 209

### Site web

[Hématologie moléculaire](#)

## Résultats

### Délai de rendu

1-2 semaines

### Interprétation

CBFB-MYH11 présent ou absent et en % de la valeur du prélèvement précédent  
RT-PCR (analyse qualitative)  
RQ-PCR (analyse quantitative)

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- RQ-PCR

# Post analytique

## Conservation après examens

### Aliquote congelé

ARN: 5 ans

## Tarif

### Tarif (CHF)

314.1