



Catalogue des analyses - Laboratoire

E2A-PBX

Equivalent moléculaire translocation t(1;19)

Informations générales

Examen

But de l'analyse Le E2A-PBX correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique (1;19) qui est recherchée dans les LLA. Cette analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.

Renseignement téléphonique 021 31 44 209

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Oncohématologie

Synonyme t (1;19), translocations chromosomiques

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
Info
Disponible au laboratoire
Lien
[026 - Hématologie spéciale](#)

Renseignements à fournir Motivation/reenseignements cliniques sont essentiels

Recommandations Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

Matériel standard

Quantité 3

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

Volume minimum

Sang: 20 ml
Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant
12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Téléphone

021 31 44 209

Site web[Hématologie moléculaire](#)**Résultats****Délai de rendu**

1-2 semaines

InterprétationE2A-PBX présent ou absent et en % de la valeur du prélèvement
précédent
RT-PCR (analyse qualitative)
RQ-PCR (analyse quantitative)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- RQ-PCR

Post analytique

Conservation après examens**Aliquote congelé**

ARN: 5 ans

Tarif**Tarif (CHF)**

314.1