



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Lame pour hématologue

Consultation hématologique

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Cette analyse peut être demandée uniquement si vous avez besoin d'un avis médical.

L'interprétation du frottis sanguin par l'hématologue nécessite une consultation préalable

Pour une simple répartition leucocytaire il faut demander l'analyse "Grand status hématologique".

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 200

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hématologie cellulaire

#### Synonyme

Frottis pour hématologue

#### Prescription

##### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999071

##### Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

#### Renseignements à fournir

Nom de l'hématologue contacté, éléments recherchés, motivation, signature

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang capillaire
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Même monovette avec "autres éléments de FSS"

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 1.2 ml EDTA-K

**Stabilité maximale avant analyse**

**Ambiant**

6h

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 2h
<b>Interprétation</b>	Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire. La lame est à disposition pour le médecin hématologue. Microscopie après coloration selon Giemsa ou May-Grunwald Giemsa

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Coloration selon Giemsa ou May-Grunwald Giemsa

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	3 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	31.5
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Le prix indiqué est celui d'une FSS + répartition microscopique. Le prix d'une FSC automatisée revient à 13.10 CHF