



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hb fœtale - test de Kleihauer

Test de Kleihauer

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Ce test permet de détecter la présence de globules rouges fœtaux dans le sang maternel. Ne pas confondre avec le dosage quantitatif qui peut se faire dans le cadre de l'électrophorèse de l'hémoglobine ou chez les patients drépanocytaires traités pour augmenter le taux d'HBF

Renseignement téléphonique

021 31 44 212

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Synonyme

ABT-test, HbF, hémoglobine fœtale

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Etalement de 4 frottis envoyer également le tube EDTA

Conservation Température ambiante

Conditions d'acheminement Express selon le degré d'urgence
Annoncer l'envoi au 021 31 44 212

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire d'hématologie spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte Hématologie spéciale

Résultats

Délai de rendu < 24h

Interprétation % de globules rouges positifs pour HbF

Méthode analytique

Principe de la méthode • Test de Kleihauer

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF) 36.9