

Catalogue des analyses - Laboratoire

Quantification érythrocytes foetaux

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cette analyse est destinée à la quantification des érythrocytes foetaux circulants dans le sang maternel en cas de suspicion d'hémorragie foeto-maternelle et pour adapter le nombre de dose à injecter de Rhophylac® (sérum anti-D). La quantification se fait par méthode de cytométrie en flux et cette analyse remplace le Test de Kleihauer. **Cette analyse n'est pas adaptée pour le suivi thérapeutique des patients drépanocytaires. Le dosage à demander dans ces cas de suivi est: Hémoglobine foetale quantitative - Sang.**

Renseignement téléphonique

021 31 44 212

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1 à pls x/semaine

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Synonyme

HbF, hémoglobine foetale, Kleihauer

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir

Des informations sur le contexte motivant cette analyse est un plus.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucun frottis n'est nécessaire pour cette analyse.

Conservation

Température ambiante

Conditions d'acheminement

Des informations sur le contexte motivant cette analyse est un plus.

Acheminement

Conditions d'acheminement

L'échantillon doit être réceptionné au laboratoire avant midi les
vendredi et veilles de férié.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire d'hématologie spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte Hématologie spéciale

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Interprétation Pourcentage d'érythrocytes foetaux par rapport aux érythrocytes totaux (foetaux et maternels)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

Jusqu'à 1 semaine après analyse (température ambiante)

Tarif

Tarif (CHF)

64.8