Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00192

V13 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hématocrite

Liquide de ponction



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 200	
Horaire de réalisation	24h/24	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Hématologie cellulaire	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>	
Renseignements à fournir	Préciser le type de liquide dans indications cliniques. Nous ne prenons pas en charge les liquides articulaires broncho-alvéolaires	et les lavages



Pré analytique

Prélèvement

• Liquide ponction

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même tube suffit pour numération et différenciation leucocytair

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Acheminement

Conditions d'acheminementLe plus rapidement possible

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique** Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception Samedi: 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 021 31 44 280 Téléphone En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde **Astreinte** des laboratoires LCC-LCH



Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu < 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode • Calcul

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours à 4°C

Tarif

Tarif (CHF)

