



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoglobine

Liquide de ponction



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir	Préciser le type de liquide dans indications cliniques. Nous ne prenons pas en charge les liquides articulaires et les lavages broncho-alvéolaires.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide ponction

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même tube suffit pour numération et différenciation leucocytaire

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le plus rapidement possible

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire

Hématologie générale 24/7

Site

BH18-100

Adresse

Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24h/24

Téléphone

021 31 44 200

Site web

Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu

< 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Photométrie

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

6 jours à 4°C

Tarif

Tarif (CHF)

4.4