

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hémoglobine fœtale - Test d'APT

Méconium ou vomissures

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Présence visible de sang.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 200
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hématologie cellulaire</li></ul>
<b>Synonyme</b>	APT, APT-test, hb fœtale, HBF,
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Noter "test d'APT-méconium" ou "test d'APT - vomissures" dans indications cliniques

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Méconium</li><li>Vomissures</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Uniquement pour le nouveau-né le premier jour de vie.
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

## Acheminement

### Conditions d'acheminement

Par porteur

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Interprétation</b>	Présence d'Hb adulte : n'exclut pas la présence d'Hb foetale Présence d'Hb foetale: absence d'Hb adulte Ininterprétable : pas ou pas assez de sang dans le prélèvement

## Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elution alcaline</li></ul>
-------------------------------	--

## Post analytique

<b>Conservation après examens</b>	
<b>Prélèvement primaire</b>	24 heures à température ambiante
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	36.9