

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hémoglobine fœtale - Test d'APT

Méconium ou vomissures

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Présence visible de sang.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 200
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hématologie cellulaire</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	APT, APT-test, hb fœtale, HBF,
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>

**Renseignements à fournir** Noter "test d'APT-méconium" ou "test d'APT - vomissures" dans indications cliniques

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Méconium
- Vomissures

**Instruction(s) particulière(s)** Uniquement pour le nouveau-né le premier jour de vie.

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

## Acheminement

### Conditions d'acheminement

Par porteur

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaires d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Hématologie générale 24/7</a></u>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Interprétation</b>	Présence d'Hb adulte : n'exclut pas la présence d'Hb foetale Présence d'Hb foetale: absence d'Hb adulte Ininterprétable : pas ou pas assez de sang dans le prélèvement

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elution alcaline</li> </ul>
-------------------------------	--

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	24 heures à température ambiante
-----------------------------	----------------------------------

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	36.9
--------------------	------