

Catalogue des analyses - Laboratoire



JAK2 (V617F)




Informations générales

Examen

| But de l'analyse | Cette analyse permet de mettre en évidence une substitution d'un acide aminé en position 617 sur le gène JAK2. Cette mutation est retrouvée dans les syndromes myéloprolifératis. Cette analyse est de grand intérêt dans le diagnostic de la Polycythémia vera, de la thrombocytémie essentielle et de la myélofibrose primaire |
|-----------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 209 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | Oncohématologie |
| Synonyme | MP, mutation, polycythemia, PV,SMP,Vaquez,V617F, NMP |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale |
| Renseignements à fournir | Motivation/renseignements cliniques sont essentiels |
| Recommandations | Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209 |
| Pré analytique | |
| | |
| Nature | Sang veineux |
| Nature Matériel standard | Sang veineux |
| | • Sang veineux |





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les 3x 7.5 ml de sang sont complètement dédié à l'analyse JAK2. En cas d'analyses conjointes comme BCR-ABL ou CALR, veillez à pro supplémentaires.

Matériel pédiatrique

3 Quantité

Tube 7.5 ml EDTA-K **Contenant**



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Stabilité maximale avant envoi

24h **Ambiant**

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Envoi express - Température ambiante **Conditions d'acheminement**

Acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant **Conditions d'acheminement**

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique**

Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés: 6h30-12h00



| Téléphone | 021 31 44 280 |
|----------------------------|---|
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |
| Analytique | |
| Prestataire | |
| Prestataire | Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Téléphone | 021 31 44 209 |
| Site web | <u>Hématologie moléculaire</u> |
| Résultats | |
| Délai de rendu | 1-2 semaines |
| Interprétation | JAK2 présent ou absent et en % de la valeur du prélèvement précédent RT et PCR en temps réel ± PCR allèle spécifique pour confirmation négativité |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | PCR allèle spécifique |
| Post analytique | |
| Conservation après examens | |
| Aliquote congelé | ARN: 5 ans |
| Tarif | |



Tarif (CHF)

228.6