

Catalogue des analyses - Laboratoire

Maladie de von Willebrand

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cette recherche se base sur l'interprétation de 3 prestations:
Facteur VIII = FVIII
Facteur von Willebrand antigénique = FWAG
Facteur von Willebrand activé

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Cofacteur, cofacteur à la ristocétine, Facteur von Willebrand, Facteur
FW, RCO, von Willebrand, vWAg, Willebrand

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir

Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de
ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen
SI le patient a reçu une anticoagulation

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Réfrigéré

Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes



Préparation	Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot
Conservation	Aliquots à -20°C
Conditions d'acheminement	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Interprétation Facteurs VIII antigénique %
Facteurs VW coagulant %
Facteurs VW activité %
Prestations simultanées: TP, PTT, TT, FI

Méthode analytique

Principe de la méthode • Aggrégation

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 81