Catalogue des analyses - Laboratoire

Marqueurs immunologiques



Informations générales

Examen

But de l'analyse	le laboratoire spécialisé d'hématologie effectue l'analyse des marqueurs immunologiques dans le cadre des hémopathies malignes, de la recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne et dans la détermination des cellules souches CD34. Pour ces deux dernières applications voir les fiches correspondantes, respectivement code de recherche "HPN" et "CD34". Les dosages de CD4/CD8 dans le cadre du suivi HIV, de même que les marqueurs dans le cadre des immunodéficiences sont effectués par le service d'immunologie.	
Indication diagnostique	Immunophénotypisation par cytométrie de flux dans les cas de lymphocytose, recherche de lymphomes, monocytoses, leucémies aigües, recherche de cellules blastiques dans les cas de Syndromes myélodysplasiques (SMD), Néoplasie myéloproliférative (NMP),	
Renseignement téléphonique	021 31 44 212	
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Oncohématologie	
Synonyme	Immunophénotypisation, lymphocytaire, marqueurs immunocellulaires, marqueurs lymphocytaires, typisation	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale	
Renseignements à fournir	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels	
Recommandations	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44212	



Pré analytique

Prélèvement

• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

• Moelle osseuse

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent

être analysés.

Pour une analyse sur LCR, impérativement appeler le laboratoire à l'avance au 44212. Doit impérativement être transmis au laboratoire

avant 16h00.

Matériel standard

Quantité 2

Contenant Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 999011

Contenant(s) autre(s)

Pour les LCR - Tubes stériles - Falcon - 15 ml - Bouchon bleu

Volume minimum

Sang: 20 ml Moelle: 2 à 3 ml

LCR: 10 ml sur tubes stériles - Falcon - 15 ml - Bouchon Bleu

Matériel pédiatrique

Quantité Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation Impérativement température ambiante

Conditions d'acheminementAnnoncer l'envoi au 021 31 44 212 par coursier ou courrier express

Acheminement



Conditions d'acheminement	Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte Résultats	Hématologie spéciale
Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	Marqueurs immunologiques cellulaires
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Cytométrie de flux

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures à température ambiante

