

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Médullogramme

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 212

#### Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117.  
C'est l'hématologue qui effectue le prélèvement où le pédiatre pour les enfants.  
Le rendez-vous pour la ponction est géré par le laboratoire: 021 31 44 212.

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hématologie cellulaire

#### Synonyme

coloration cytochimiques, examen de la moelle osseuse, hématoïèse, moelle, moelle hématoïétique, moelle osseuse, myélogramme

#### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**  
**Lien**  
[026 - Hématologie spéciale](#)  
**Info**  
Disponible au laboratoire

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

#### Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44212

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse

#### Instruction(s) particulière(s)

Il faut prélever 2 à 3 ml de moelle seulement mais sur un tube de 7.5 ml.

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 906196

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

Moelle: 4h Frottis de moelle non colorés: variable

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

#### Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire d'hématologie spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00  
Vendredi : 8h00 à 12h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** Hématologie spéciale

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Coloration panoptique et cytochimiques

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** Moelle: 24 heures à 4°C  
Frottis non colorés: 2 mois à température ambiante  
Frottis colorés: 10 ans

### Tarif

**Tarif (CHF)** 99