

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Médullogramme

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 212
<b>Rendez-vous téléphonique nécessaire</b>	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117. C'est l'hématologue qui effectue le prélèvement où le pédiatre pour les enfants. Le rendez-vous pour la ponction est géré par le laboratoire: 021 31 44 212.
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hématologie cellulaire</li></ul>
<b>Synonyme</b>	coloration cytochimiques, examen de la moelle osseuse, hématopoïèse, moelle, moelle hématopoïétique, moelle osseuse, myélogramme
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> <b>Info</b> Disponible au laboratoire <b>Lien</b> <a href="#">026 - Hématologie spéciale</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
<b>Recommandations</b>	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44212

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse

#### Instruction(s) particulière(s)

Il faut prélever 2 à 3 ml de moelle seulement mais sur un tube de 7.5 ml.

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

Moelle: 4h Frottis de moelle non colorés: variable

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

## Téléphone

021 31 44 280

## Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

## Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire d'hématologie spéciale

### Site

BH18-100

### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00  
Vendredi : 8h00 à 12h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

Hématologie spéciale

## Résultats

### Délai de rendu

1-2 semaines

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Coloration panoptique et cytochimiques



## Post analytique

### Conservation après examens

#### Prélèvement primaire

Moelle: 24 heures à 4°C

Frottis non colorés: 2 mois à température ambiante

Frottis colorés: 10 ans

#### Tarif

#### Tarif (CHF)

99