

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Monomères de fibrine

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Permet le diagnostic de la CIVD

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 206

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

#### Synonyme

CIVD, FM,

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061177

Lien

[023 - Hématologie routine](#)

#### Renseignements à fournir

Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

#### Réfrigéré

12h si plasma séparé

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures

sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 206
<b>Astreinte</b>	Hémato moléculaire-hémostase
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Interprétation</b>	Monomère de fibrine : négatif ou positif Prestations simultanées: TP;PTT, TT, FI Généralement associés aux D-dimères.
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agglutination</li></ul>



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)** 28.8