Catalogue des analyses - Laboratoire

## Mutation du facteur II prothrombine

## Informations générales

C	-	_	-
FY2	m	0	п

But de l'analyse	Détection de la mutation prothrombine (facteur II) par typage moléculaire
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Facteur 2, F2 mut, mutation prothrombine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Formulaire de demande  Renseignements à fournir	999071 <b>Lien</b>
	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse  Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au
Renseignements à fournir	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse  Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au
Renseignements à fournir  Pré analytique	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse  Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au
Renseignements à fournir  Pré analytique  Prélèvement	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse  Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au dos de la feuille.
Renseignements à fournir  Pré analytique  Prélèvement  Nature	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse  Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au dos de la feuille.





Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Tube 5 ml EDTA Contenant(s) autre(s)

Tube 5 ml héparinate de lithium

Culot globulaire

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

Tube 1.4 ml citrate de sodium **Contenant** 

1



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998998

Stabilité maximale avant envoi

72h **Ambiant** 

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Température ambiante par coursier ou par courrier express **Conditions d'acheminement** 

**Acheminement** 

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site

Bugnon 46

**Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique** 

Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

021 31 44 280 Téléphone



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	Non muté Muté homozygote Muté hétérozygote
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PCR



## Post analytique

## Conservation après examens

Prélèvement primaire	Culot cellulaire:2 ans
Aliquote congelé	ADN: 5 ans
Tarif	
Tarif (CHF)	138.6

