

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Mutation du facteur II prothrombine

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Détection de la mutation prothrombine (facteur II) par typage moléculaire
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 206
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hémostase</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Facteur 2, F2 mut, mutation prothrombine
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au dos de la feuille.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux


### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 5 ml EDTA  
Tube 5 ml héparinate de lithium  
Culot globulaire

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

**Stabilité maximale avant envoi**

**Ambiant**

72h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante par coursier ou par courrier express

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaires d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

**Interprétation** Non muté  
Muté homozygote  
Muté hétérozygote

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • PCR



## Post analytique

### Conservation après examens

#### Prélèvement primaire

Culot cellulaire: 2 ans

---

#### Aliquote congelé

ADN: 5 ans

#### Tarif

#### Tarif (CHF)

138.6