

Catalogue des analyses - Laboratoire

Numération et différenciation leucocytaire

Liquide pleural

Informations générales

Examen

But de l'analyse Numération cellulaire et répartition leucocytaire

Indication diagnostique La recherche de cellules tumorales s'effectue en cytologie (cf cytopathologie) ainsi que le lavage broncho-alvéolaire et les liquides articulaires

Renseignement téléphonique 021 31 44 200

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999071
Lien
023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Liquide pleural

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Acheminement

Conditions d'acheminement Le plus rapidement possible

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web [Hématologie générale 24/7](#)

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation Paramètres testés: Numération cellules Numération leucocytes
Répartition leucocytaire

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux par laser semiconducteur

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 7 jours à 4°C

Tarif

Tarif (CHF) 26.1

Condition(s) spéciale(s) Supplément selon la liste des analyses facturables en sus