



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Numération et différenciation leucocytaire

LCR

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Numération cellulaire et répartition leucocytaire.

**Indication diagnostique** La recherche de cellules tumorales s'effectue en cytologie (cf cytopathologie)

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 200

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Hématologie cellulaire

**Synonyme** Liquide céphalo-rachidien

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
999071  
Lien  
[023 - Hématologie hémostase](#)

**Renseignements à fournir** Nom du médecin, no de portable, indication clinique

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Liquide céphalo-rachidien (LCR)

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Volume minimum** 2 ml

**Stabilité maximale avant envoi**

**Ambiant** 2h

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Le plus rapidement possible  
ne pas utiliser la poste pneumatique

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** Réception des laboratoires

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Hématologie générale 24/7

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 200

**Site web** Hématologie générale 24/7

### Résultats

**Délai de rendu** < 2h

**Interprétation** Paramètres testés: Numération des érythrocytes et des leucocytes  
Répartition leucocytaire.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Cytométrie de flux par laser semiconducteur



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 2 mois à 4°C

### Tarif

**Tarif (CHF)** 26.1

**Condition(s) spéciale(s)** Supplément selon la liste des analyses facturables en sus