

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# PFA EPI / ADP

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Analyse rapide des fonctions plaquettaires et du VWF par la mesure d'un temps d'occlusion sur sang complet.  
Sur le bon 023 - Hématologie cocher l'analyse "Fonctions plaquettaires"

#### Indication diagnostique

Analyse faisant partie du bilan pré-greffe cardiaque

#### Préparation du patient

Selon le cas:  
S'assurer que le patient n'a pas pris de médicaments contenant de l'aspirine depuis 10 jours ou autre antiagrégant plaquettaire.  
HT >35% et plaq > 150 G/L

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 206

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999071

##### Lien

[023 - Hématologie hémostase](#)

#### Autre formulaire de demande

##### Lien

[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Matériel standard**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3,8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3,8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

2h

### Acheminement

**Conditions d'acheminement**

Ne pas utiliser la poste pneumatique

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaires d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

**Délai de rendu** < 2h

**Interprétation** Temps d'occlusion ADP en secondes  
Temps d'occlusion épinéphrine en secondes

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Automate PFA -200

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 49.5