Catalogue des analyses - Laboratoire

Pink test - Test obsolète - Remplacé par Test au 5EMA

Informations générales

Examen

But de l'analyseLe Pink test est un test de dépistage de la sphérocytose héréditaire

Renseignement téléphonique 021 31 44 212

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Annoncer l'examen au 021 31 44 212

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée

• Hématologie cellulaire

Synonyme Sphérocytose, sphérocytose héréditaire, test de lyse érythrocytaire

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999071

Lien

023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

1
Microtube 0.5 ml EDTA-K Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Tube 1.2 ml EDTA-K
Doit parvenir au laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement Immédiatement par transporteur Ne pas utiliser la poste pneumatique. Doit parvenir au laboratoire avant 15h00. Annoncer l'envoi par téléphone
Réception des laboratoires
BH18-100
Bugnon 46 1011 Lausanne
439
Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
021 31 44 280
En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH



Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Hémolyse en présence de Glycérol

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

24 heures à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)

