

Catalogue des analyses - Laboratoire

PLT VASP / P2Y12**Informations générales****Examen****But de l'analyse** Analyse pour mesurer un index de réactivité des récepteurs P2Y12**Renseignement téléphonique** 021 31 44 206**Rendez-vous téléphonique nécessaire** Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire**Fréquence d'exécution** 2x/semaine**Analyse accréditée** OUI**Spécialité**

- Hémostase

Prescription**Formulaire de demande** **Numéro de commande**
999071
Lien
[023 - Hématologie hémostatse](#)**Autre formulaire de demande** **Lien**
[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)**Renseignements à fournir** Indiquer l'antiagrégant administré (dose, date, heure)
préciser +VASP dans indication clinique

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même tube que PFA P2Y

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

Acheminement

Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone

021 31 44 206

Astreinte

Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu

2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

99