



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# PML-RARA

Equivalent moléculaire translocation t(15;17)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Le PML-RARA correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique (15;17) qui est recherchée dans les LMA. Cette analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 209

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Oncohématologie

#### Synonyme

t (15;17), translocations chromosomiques, PMLRAR, PMLRARA

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

##### Info

Disponible au laboratoire

##### Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

#### Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

#### Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

#### Volume minimum

Sang: 20 ml  
Moelle: 2 à 3 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant  
12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

## Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

### Site

BH18-100

### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Téléphone

021 31 44 209

### Site web

[Hématologie moléculaire](#)

## Résultats

### Délai de rendu

1-2 semaines

### Interprétation

PML-RARA présent ou absent et en % de la valeur du prélèvement  
précédent  
RT-PCR (analyse qualitative)  
RQ-PCR (analyse quantitative)

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- RQ-PCR

# Post analytique

## Conservation après examens

### Aliquote congelé

ARN: 5 ans

## Tarif

### Tarif (CHF)

314.1