

Catalogue des analyses - Laboratoire

PML-RARA

Equivalent moléculaire translocation t(15;17)




Informations générales

_			
C.,	-	-	-
EXa	m	е	n

But de l'analyse	Le PML-RARA correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique (15;17) qui est recherchée dans les LMA. Cette analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.			
Renseignement téléphonique	021 31 44 209			
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire			
Fréquence d'exécution	1x/semaine			
Analyse accréditée	OUI			
Spécialité	Oncohématologie			
Synonyme	t (15;17), translocations chromosomiques, PMLRAR, PMLRARA			
Prescription				
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale			
Renseignements à fournir	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels			
Recommandations	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209			
Pré analytique				
Prélèvement				
Nature	 Moelle osseuse Sang veineux			
Instruction(s) particulière(s)	En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.			
Matériel standard				
Quantité	3			
Contenant	Tube 7.5 ml EDTA-K			





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans ı

Volume minimum

Sang: 20 ml Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biolo

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi: 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



des	laborat	nires l	.('('-	LCH.

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46

Tube pneumatique 439

Téléphone 021 31 44 209

Site web Hématologie moléculaire

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Interprétation PML-RARA présent ou absent et en % de la valeur du prélèvement

précédent

RT-PCR (analyse qualitative) RQ-PCR (analyse quantitative)

Méthode analytique

Principe de la méthode • RQ-PCR

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé ARN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF) 314.1

