

Catalogue des analyses - Laboratoire

PNH

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le dépistage de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne se fait par analyse de marqueurs immunologiques.

Indication diagnostique

Recherche de clones PNH lors de PNH ou d'anémie aplastique.

Ajout d'analyse

Examen préalable : grand statut hématologique

Renseignement téléphonique

021 31 44 212

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Annoncer l'examen au 021 31 44 212

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Oncohématologie

Synonyme

Hémoglobinurie paroxystique nocturne, HPN, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande****Info**

Disponible au laboratoire

Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44212

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium


Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h



Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement	Envoi express - Température ambiante
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines

Interprétation divers marqueurs dont le déficit est associé à la PNH

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

24 heures à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)

365.85