Catalogue des analyses - Laboratoire

Protéine C activée

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient non anticoagulé (héparine/Sintrom)
Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	APC résistance, co-facteur protéine C, PCA = protéine C activée, protéine C
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Réfrigéré 12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationAucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3

heures sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminementLundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour

les aliquots congelés

Acheminement



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Interprétation	Résistance à la protéine C Prestations simultanées : TP, PTT, TT, FI
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Néphélémétrie
Post analytique	
Conservation après examens	

6 mois

27.9



Tarif (CHF)

Tarif

Aliquote congelé