



Catalogue des analyses - Laboratoire

RhD fœtal

Plasma maternel

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cette analyse permet de mettre en évidence la présence ou l'absence de gène RhD du fœtus à partir d'un prélèvement du sang maternel pour déterminer la présence ou l'absence de ce gène, les exons 5, 7 et 10 du gène RhD sont testés en duplicata.
Cette analyse est de grand intérêt dans le suivi de la grossesse d'une femme RhD négative.

Préparation du patient

Analyse réalisée à partir de 12 semaines d'aménorrhée.

Renseignement téléphonique

021 31 44 209

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Oncohématologie

Synonyme

Génotypage, grossesse, rhésus, Rh1

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[027 - Hématologie rhd fœtal FR](#)

Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels.
Signatures de la patiente et du médecin sont obligatoires dans la rubrique consentement.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Téléphone	021 31 44 209
Site web	Hématologie moléculaire

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	RhD présent ou absent

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • PCR en temps réel
-------------------------------	---

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	ADN: 5 ans, soumis à autorisation de la mère
-------------------------	--

Tarif

Tarif (CHF)	256.5
--------------------	-------