

Catalogue des analyses - Laboratoire

Sécrétions plaquettaires

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Analyse de la capacité de sécréter des plaquettes après activation par divers agonistes

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue de garde pour ce test
021 31 62 117
Pour prélever tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec
l'hématologue

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase



SynonymeAgrégations plaquettaires, coagulation (fonction de ...), fonctions
plaquettaires, plaquettes sanguines, sécrétions plaquettaires**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

999071

Lien[023 - Hématologie hémostatse](#)**Autre formulaire de demande****Lien**[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Tubes disponibles aussi au laboratoire
Matériel standard	
Quantité	4
Contenant	<p>Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné</p>  <p>Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482</p>
Matériel pédiatrique	
Quantité	4
Contenant	<p>Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné</p>  <p>Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482</p>
Stabilité maximale avant analyse	
Ambiant	2h
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Ne pas utiliser la poste pneumatique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone

021 31 44 206

Astreinte

Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu

< 1 semaine

Interprétation

nmol d'ATP sécrétées

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Lumi-agrégomètre



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

180