

Catalogue des analyses - Laboratoire

Sécrétions plaquettaires

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Analyse de la capacité de sécréter des plaquettes après activation par divers agonistes

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue de garde pour ce test
021 31 62 117
Pour prélever tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec
l'hématologue

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Agrégations plaquettaires, coagulation (fonction de ...), fonctions
plaquettaires, plaquettes sanguines, sécrétions plaquettaires

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Autre formulaire de demande

Lien

[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Tubes disponibles aussi au laboratoire

Matériel standard

Quantité

4

Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Matériel pédiatrique

Quantité

4

Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

2h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

Acheminement

Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone

021 31 44 206

Astreinte

Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu

< 1 semaine

Interprétation

nmol d'ATP sécrétées

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Lumi-agrégomètre



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

180