Catalogue des analyses - Laboratoire

# Sécrétions plaquettaires

## Informations générales

### Examen

But de l'analyse	Analyse de la capacité de sécréter des plaquettes après activation par divers agonistes
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Il est indispensable de consulter un hématologue de garde pour ce test 021 31 62 117 Pour prélever tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec l'hématologue
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Agrégations plaquettaires, coagulation (fonction de), fonctions plaquettaires, plaquettes sanguines, sécrétions plaquettaires
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Autre formulaire de demande	<b>Lien</b> LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Tubes disponibles aussi au laboratoire

**Matériel standard** 

Quantité 4

**Contenant** Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné

CONTRACTOR OF SECURITY OF SECU

Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Matériel pédiatrique

Quantité 4

**Contenant** Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné

CONTRACTOR OF NOTIFIED AND ADDRESS OF NOTIFIED ADDRESS OF NOTIFIED AND ADDRESS OF NOTIFIED ADDRESS OF

Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 2h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

**Acheminement** 

**Conditions d'acheminement**Ne pas utiliser la poste pneumatique

**Dépose des prélèvements**Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne



Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Interprétation	nmol d'ATP sécrétées
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Lumi-agrégomètre



Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00228

V14 - 07/12/2025

## Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

