

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Sécrétions plaquettaires

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Analyse de la capacité de sécréter des plaquettes après activation par divers agonistes

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 206

**Rendez-vous téléphonique nécessaire**

Il est indispensable de consulter un hématologue de garde pour ce test  
021 31 62 117  
Pour prélever tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec l'hématologue

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Hémostase

**Synonyme**

Agrégations plaquettaires, coagulation (fonction de ...), fonctions plaquettaires, plaquettes sanguines, sécrétions plaquettaires

**Prescription****Formulaire de demande**

Numéro de commande

061177

Lien

[023 - Hématologie routine](#)**Autre formulaire de demande**

Lien

[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Tubes disponibles aussi au laboratoire

#### Matériel standard

#### Quantité

4

#### Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

4

#### Contenant

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

2h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00**Téléphone**

021 31 44 206

**Astreinte**

Hémato moléculaire-hémostase

**Résultats****Délai de rendu**

&lt; 1 semaine

**Interprétation**

nmol d'ATP sécrétées

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Lumi-agrégomètre



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

180