

Catalogue des analyses - Laboratoire

Temps de prothrombine

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hémostase
Synonyme	Quick, INR
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061177 Lien 023 - Hématologie routine
Autre formulaire de demande	Numéro de commande 061189 Lien 024 - Hématologie urgent
Renseignements à fournir	Cocher si patient à reçu des anticoagulants oraux
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none">• Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 500483

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Hématologie générale 24/7

Site

BH18-100

AdresseRue Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24h/24

Téléphone

021 31 44 200

Site web[Hématologie générale 24/7](#)**Résultats****Délai de rendu**

< 2h

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Néphélométrie

Post analytique

Conservation après examens**Prélèvement primaire**

24 heures

Tarif**Tarif (CHF)**

5.4