



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Vitesse de sédimentation

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 200

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hématologie cellulaire

#### Synonyme

VS

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999071

##### Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Le tube doit être plein jusqu'au trait.


### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2 ml pour vitesse de sédimentation



Monovette ISO bouchon GRIS FONCE - N° commande : 998992

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

2h

#### Réfrigéré

24h

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Hématologie générale 24/7</a></u>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
-----------------------	-------

<b>Interprétation</b>	Vitesse de sédimentation mm/h
-----------------------	-------------------------------

## Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sédimentation</li></ul>
-------------------------------	---

# Post analytique

## Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	Tube non conservé
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	0.9