



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Vitesse de sédimentation

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 200
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hématologie cellulaire</li></ul>
<b>Synonyme</b>	VS
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)**

Le tube doit être plein jusqu'au trait.

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2 ml pour vitesse de sédimentation



Monovette ISO bouchon GRIS FONCE - N° commande :998992

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

2h

**Réfrigéré**

24h

### Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Interprétation</b>	Vitesse de sédimentation mm/h

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sédimentation</li></ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	Tube non conservé
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	0.9