Catalogue des analyses - Laboratoire

# Vitesse de sédimentation

## Informations générales

### Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Hématologie cellulaire
Synonyme	VS
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse



## Pré analytique

#### **Prélèvement**

· Sang veineux **Nature** 

Le tube doit être plein jusqu'au trait. Instruction(s) particulière(s)

Matériel standard

1 Quantité

Tube 2 ml pour vitesse de sédimentation **Contenant** 



Monovette ISO bouchon GRIS FONCE - N° commande :998992

#### Stabilité maximale avant envoi

2h **Ambiant** 24h Réfrigéré

**Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique** 24h/24 Horaire d'ouverture de la réception 021 31 44 280 Téléphone



Site web

Réception des laboratoires 24/24

## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Vitesse de sédimentation mm/h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Sédimentation
Post analytique	
Conservation après examens	

Tube non conservé

0.9



Prélèvement primaire

Tarif

Tarif (CHF)